

# EvolutionHD™

Med X Change EvolutionHD™는 소형 기기에서 최신 FULL 1080p 동영상 녹화 기능을 지원하고 Apple과 Windows에서 편집할 수 있는 뛰어난 품질의 HD 동영상을 제공합니다.

## FULL 1080P 동영상 녹화 지원

DVI 또는 1080p, 720p. NTSC & PAL용 (3G) HD-SDI 입력

## HD 현미경/내시경에서 HD 동영상 및 사진 캡처

H.264 .mp4/.mov, JPEG, BMP, PNG, DICOM

## 통합 12.7CM 디스플레이

HDMI® 출력을 통해 메인 통합 화면, 라이브 동영상 또는 사용자 인터페이스의 디스플레이를 복제할 수 있습니다.

## 다국어 지원


## 원터치 녹화

리모컨, 버튼, MedXStream™ 앱 또는 외장 터치스크린(선택사항)



## APPLE iOS 앱

MedXStream™ 앱으로 iPhone, iPad 또는 iPod Touch를 EvolutionHD™에 연결하면 검토, 주석 달기, 재생, 다운로드를 위해 케이스에 바로 액세스할 수 있습니다. 녹화, iOS6/iOS7 호환 및 원격 제어 기능도 포함됩니다. 보다 자세한 내용은 medxstream.com에서 확인하실 수 있습니다.





## 인쇄/재생/복사

- Sony 의료 등급 프린터로 자동 인쇄
- 동영상/사진 재생 및 외부 USB 미디어로 복사
- 사진 개선 기능

## 저장

- 약 100시간 분량의 HD 동영상을 저장할 수 있는 대용량 750 GB 하드드라이브
- 내장 및 외장 USB 하드드라이브로 녹화



## HIPAA 보안 파일

- 암호화된 Zip 내보내기, 의사 프로필, 사용자 이름/암호 보안

## 후작업

- Mac 및 Windows 7, 8에서 편집 가능 - Final Cut Pro, Quicktime, iMovie, Adobe Premier Pro

사용 전원: 5V DCA, 25w

의료 규정 준수: CE, TUV, CAN/CSA 22.2 No. 601.1-M90

UL60601-1:2003, IEC 60601-1-2:2007, IEC 3rd Edition

ISO 13485 인증

©2012 Med X Change. All Rights Reserved. 모든 상표와 등록 상표는 각 해당 소유자의 재산입니다.



전화: 1 (941) 794-9977  
www.medxchange.com

24시간 기술 지원: 1 (888) 982-4469  
support@medxchange.com