



新開発のMed X Change®、MedXStream™、iPad/iPhone アプリにより、当社のEvolutionHD Recorderや将来開発する別のレコーダーとの連携が行えます。この機能は、症例中または症例後のO.R.でも実行できます。MedXStream™アプリをApple iPadまたはiPhone、iPod Touchにインストールして、EvolutionHDに安全にかつワイヤレスで接続すると、手術例に即座にアクセスし、レビューや注釈付け、再生、ダウンロード、手術レポート作成、iOS6/iOS7との互換、さらにはリモートコントロールも行えます。MedXStreamアプリのダウンロードの操作手順については、次の弊社ウェブサイト「How to Download」タブを選択してください: [medxstream.com](http://medxstream.com)

アプリの機能

-  無線接続
-  カスタム注釈の追加
-  患者症例の事前読み込み
-  データの暗号化
-  PDFでの手術レポート作成
-  静止画像への注釈/描画
-  フルハイビジョン(1080p)ビデオ/静止画像のダウンロード
-  手術レポートPDFのEmail送信
-  美しく、使いやすいデザイン
-  携帯機器でビデオおよびプレゼンテーション資料の編集
-  送付状の作成と送信
-  アプリを使ってiMovie™にビデオをエクスポート
-  Apple TVへエアプレイ
-  EvolutionHDを無線でコントロール
-  アプリを使ってiPhoto™に静止画をエクスポート
-  AirPrint(エアプリント)
-  WorkList(作業リスト)へ接続
-  DropBox™にビデオ/静止画をエクスポート

