


专为EvolutionHD™设计



全新的Med X Change MedXStream™ iPad/iPhone App未来将提供与EvolutionHD录制系统和其他录制系统进行配对的功能。您可在术中或术后研究期间执行这一操作。在您的Apple iPad、iPhone或iPod Touch上安装我们的MedXStream™ App，并以无线方式安全地连接到您的EvolutionHD，即可快速访问您的外科手术病例，以便查阅、批注、播放和下载。同时还提供外科手术报告、iOS6/iOS7兼容性支持甚至远程控制功能。要获取关于下载MedXStream App的逐步操作说明，请在我们的以下网站上选择“How to Download”（如何下载）标签：medxstream.com

App特性

- 无线连接
- 添加自定义批注
- 预加载病例
- 数据加密
- PDF版外科手术报告
- 静态图像批注/绘图
- 下载1080p视频/静态图像
- 以电子邮件形式发送PDF版外科手术报告
- 引人注目的人性化设计
- 利用便携设备编辑视频及演示稿
- 创建并发送封面
- 在我们的App中将视频导出到iMovie™
- 通过Airplay推送到Apple TV
- 对EvolutionHD进行无线控制
- 在我们的App中将静态图像导出到iPhoto™
- 支持AirPrint
- 可连接工作列表
- 导出视频/静态图像到DropBox™

